



Guanti in vinile senza polvere

Art. n. 4431, 4424-4426, 4430

Classic

Guanti in Vinile, senza polvere



Descrizione

Guanti da esame in Vinile

Senza polvere

Non sterili

Trasparenti

Superficie soft

Con polsino arrotolato

Plasticante: DINP

Approvato per la manipolazione di alimenti non grassi

Prodotto per Abena A/S, Denmark in Cina, in ottemperanza alle ISO 9001 e ISO 13485

CE

Doppia certificazione CE in conformità alla direttiva UE 93/42/EEC e UE 89/686/EEC/ PPE

Regolamento EU2016/425, Tipo B certificazione valida dall'April 2019

Classe I and CAT III

AQL 1.5 in conformità ai requisiti degli standard armonizzati EN 455-1

Standard

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374-1: 2016

EN 374-2: 2015

EN 374-3: 2003

EN 374-4: 2013

EN 374-5: 2016 VIRUS

EN 420: 2003 + A1: 2009

EN 16523-1: 2015



Guanti in vinile senza polvere

Art. n. 4431, 4424-4426, 4430

Classic

Spessore

Palmo	0.16 mm (+/- 0.03)
Dita	0.12 mm (+/- 0.03)
Polsino	0.10 mm (+/- 0.03)

Trasporto e stoccaggio

Stoccaggio: 10-30°C

Trasporto: evitare fonti di calore, umidità, raggi solari e ozono

Validità: 5 anni dalla data di produzione

Proprietà Fisiche

Resistenza alla rottura

Prima del "challenge testing"	3.6 Newton
Dopo il "challenge testing" a 70°C per 166 ore	3.6 Newton

Allungamento

Prima del "challenge testing"	min. 300 %
Dopo il "challenge testing" a 70°C per 166 ore	min. 300 %

Test condotti

Test per Air Leak Test and Water Leak Test

Test di sensibilizzazione

Test di irritazione

Citotossicità

Punto di rottura

Polvere residua

Prova di penetrazione

virale

Composizione

Sostanze chimiche	CAS
PVC	-
DINP	28553-12-0
Riduttore viscosità	
JNJ	64742-47-8
PU-coating	-
Stabilizzatore Ca-Zn	-

Sostanze chimiche	CAS	Tempo di permeazione	Livello
Dimetilammina	109-89-7	<1 min.	0
Formaldeide 37%	50-00-0	>480 min.	6
Perossido di Idrogeno 30	7722-84-1	361-480 min.	5
N-Eptano	142-82-5	<1 min.	0
Idrossido di Sodio 40%	1310-73-2	>480 min.	6

Metodo di analisi EN 374-3: 2003 e EN 16523: 2015



Guanti in vinile senza polvere Art. n. 4431, 4424-4426, 4430

Art. n.	Articolo	Taglia	Palmo mm (+/- 5)	Lunghezza mm	Cartoni per pallet	Quantità Dispenser/cartone
4431	X-small	5-6	75	240	40	100/1000
4424	Small	6-7	85	240	40	100/1000
4425	Medium	7-8	95	240	40	100/1000
4426	Large	8-9	105	240	40	100/1000
4430	X-Large	9-10	115	240	40	100/1000