

Prophydent by

I.D.A. Industrie Dentali Associate s.r.l.



I.D.A. Industrie Dentali Associate srl
Via Martiri della Libertà, 54
53041 Asciano (SI) – Italy
Tel. 0577 7111 – Fax 0577 717043
Web: <http://www.prophydentida.com>
E-mail: info@prophydentida.com
P.I. 00624130522
C.F.e numero d'iscrizione 01257600104
del Registro delle Imprese di Siena
Capitale Sociale int. vers. € 119.000,00
Iscrizione REA 78993

ALPHA 1
Dispositivo medico n°1948826
Mascherina chirurgica tipo IIR lavabile CE
MADE IN ITALY

Dati dichiarati:IN BASE ALLE NORME UNI EN 14683:2019

- 1) dati sulla tossicità (UNI EN ISO 10993) assenza completa tossicità
-UNIVERSITA' DI SIENA-
- 2) inibizione crescita cellulare (UNI EN ISO 10993) priva di effetto citotossico per tempi di contatto di 96 ore
-UNIVERSITA' DI SIENA-
- 3) filtrazione batterica (UNI EN 14683:2019) %BFE media= 99.29
-UNIVERSITA' DI SIENA-
- 4) BIOBURDEN pulizia microbica (UNI EN 14683:2019) DEL 15/04/2020 UFC/g 26
-CHEMICA LAB -
- 5) pressione differenziale (UNI EN 14683:2019) Pa/cm² 13
-Next technology-
- 6) idrorepellenza (UNI EN 14683:2019) mm 1032
-Certema-
- 7) filtrazione batterica dopo 5 lavaggi (UNI EN 14683:2019) %BFE superiore al 99.70
-Certema-
- 8) BIOBURDEN pulizia microbica (UNI EN 14683:2019) del 25/05/2020 UFC/g 13
- 9) PROVA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DI SANGUE SINTETICO (ISO 22609:2005)
32/32 CONFORME-NEXT TECHNOLOGY. DOPO 5 LAVAGGI

STRUTTURA DELLA MASCHERINA

Mascherina in tnt 3 strati
lato mondo tnt spunbond 45/50 Gr mq
lato viso tnt spunbond 20 Gr mq
parte centrale filtrante 3 tnt strati accoppiati SMS spun-meltblown-spun 40 Gr mq.
Tutti i dati dei report di questa pagina sono depositati agli atti della certificazione CE