


SCHEDA TECNICA



Caratteristiche Visiera Galaxy

DM classe I
DPI classe I

BD/RDM 389725 CND T0399
EN166 ai sensi art. 15, comma 3
del decreto legge del 17/03/2020, n. 18

Protezione:
Protezione:
Utilizzo con occhiali:

Contro particelle proiettate: S
Da liquidi e spruzzi
Sì

Visiera

- Materiale struttura: HDPE
- Peso unitario: 40 g.
- Colorante: Atossico
- Temperatura di fusione: 260/280° C.

Schermo Protettivo

- Materiale: Policarbonato con pellicola protettiva su entrambi i lati
- Caratteristiche: Anti appannante, anti graffio
- Spessore: 0.250 mm

Detersione

Utilizzo di disinfettanti a freddo.